

Geratherm®
basal



Za naravno načrtovanje družine

Ciklotermometer z galijem – okolju prijazna merilna tekočina

S pomočjo merjenja telesne temperature lahko ženska pri idealnih pogojih in pravilni dokumentaciji (krivulja temperature) ugotovi plodne dni in čas ovulacije. Ker tik pred ovulacijo pride do znižanja telesne temperature, lahko ovulacijo napovemo, če si zjutraj, še preden vstanemo, izmerimo temperaturo. Merjenje tako imenovane bazalne temperature predstavlja alternativno kemijskim in/ali hormonskim metodam preprečevanja zanositve.

- Nestrupeno in okolju prijazno merjenje temperature z merilno tekočino *galinstan*
- Življenjska garancija na točnost merjenja (+/- 0,1°C)
- Enostavno odčitavanje zaradi učinka lupe
- 100% higieničen zaradi enostavnega čiščenja in varne dezinfekcije
- 100% vodotesen
- 100% antialergijski
- Baterije niso potrebne
- Vključno s tabelo za vpisovanje izmerjenih vrednosti
- Merilno območje: od 35,6°C do 38,4°C